

Produktsicherheitsinformationen

Sicherheitsschrank Typ 90 asecos S-PHOENIX-90, Falttür mit Türfeststellanlage, Anschlag links/rechts, B 596 x T 616 x H 1968 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 462464, 462463, 462462, 462461

Sicherheitshinweise:

- Feuerbeständigkeit des Schrankes sicherstellen, feuerbeständig gemäß F90-Norm, regelmäßig überprüfen.
- Chemikalien sicher lagern, um Leckagen oder Sicherheitsvorfälle zu vermeiden. Achten Sie darauf, entzündbare Flüssigkeiten und aggressive Chemikalien sicher zu lagern.
- Belastbarkeit der Wannenböden und der Auffangwannen beachten, Bodenauffangwannen verwenden, um Auslauf von gefährlichen Stoffen zu vermeiden.
- Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit aggressiven Chemikalien befolgen, Vorsicht bei der Lagerung von Giftstoffen und gefährlichen Chemikalien gemäß GHS-Kategorien 1-4.
- Zugang zu Notfallinformationen für spezielle Sicherheitshinweise gewährleisten.
- Abluftanschluss entsprechend den Anforderungen für gefährliche Stoffe montieren, regelmäßige Überprüfung des Be- und Entlüftungssystems, um ordnungsgemäßen Luftaustausch zu gewährleisten.
- Schrankinnere regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung überprüfen.
- Nur im Innenbereich verwenden. Schrank ist nur für die Verwendung im Innenbereich bestimmt.
- Vor entzündlichen Flüssigkeiten und chemischen Reaktionen schützen.
- Mit einem Profilzylinderschloss abschließen. Sicherstellen, dass der Schrank mit einem Profilzylinderschloss verschlossen wird. Das Schloss muss stets geschlossen sein, um unbefugten Zugang zu verhindern.
- Sicherstellen, dass die Türfeststellanlage korrekt funktioniert, verwenden Sie die Türfeststellanlage nur, wenn es sicher ist, dies zu tun.
- Geeignet für giftige und aggressive Chemikalien — geeignet lagern.
- Halten Sie die maximale Tragkraft und das Volumen der Ablageflächen ein. Schrank darf nicht überlastet werden.
- Explosionsschutzmaßnahmen sicherstellen, integriertes Be- und Entlüftungssystem ordnungsgemäß verwenden.
- Warten Sie den Schrank regelmäßig, um die Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen durchführen.