

Produktsicherheitsinformationen

Fingerverband YPSIPLAST®, für hohe mechanische Bewegung, elastisch, hautfarbenes Gewebe, vers. Größen je 100 Stück

Hersteller/Verantwortliche Person: Holthaus Medical GmbH & Co. KG, Karlstraße 8, 42897 Remscheid, Deutschland

E-Mail: service@holthaus.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 128400, 128399, 128398

Sicherheitshinweise:

- Nicht für offene Wunden oder schwere Verletzungen verwenden.
- Vor Gebrauch sicherstellen, dass die Haut sauber und trocken ist.
- Nicht für die Behandlung von schweren Wunden oder Blutungen geeignet.
- Kann bei Unverträglichkeiten gegenüber Kautschuk allergische Reaktionen hervorrufen.
- Nur zur äußeren Anwendung. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Verband regelmäßig wechseln, um Hygiene und Infektionen zu vermeiden.
- Für den Fall von Hautreaktionen, die durch den Verband verursacht werden, sollte der Verband sofort entfernt werden.
- Vermeiden Sie das Tragen des Verbandes auf verletzter Haut für längere Zeit.
- Vor der Anwendung auf empfindlichen Hautpartien einen Test durchführen.
- Die Verpackung vor Benutzung auf Beschädigungen überprüfen.
- Verband nicht zusammenkleben, um Hautirritationen zu vermeiden.
- Vor der Anwendung die Wunde reinigen und desinfizieren.
- Für Kinder nur unter Aufsicht verwenden, um Erstickengefahr durch das Material zu vermeiden.