

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité type 90 asecos Q-PEGASUS-90, porte battante avec fermeture automatique, charnière gauche/droite, L 599 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 462081, 462080, 462079, 462078, 462077, 462076, 462075, 462074, 462073, 462072, 462071, 462070, 462069, 462068

Instructions de sécurité:

- Respecter la résistance au feu selon F90. Ne pas mettre en contact avec des flammes nues.
- Utiliser uniquement pour le stockage de substances toxiques ou de produits chimiques agressifs. Convient pour les catégories SGH 1 à 4. Protéger l'armoire de sécurité contre tout accès non autorisé.
- Utiliser l'armoire exclusivement pour l'intérieur, dans des locaux bien aérés.
- Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Faire particulièrement attention lors du stockage de liquides inflammables.
- Respecter les mesures de sécurité lors de l'ouverture de la porte battante avec fermeture automatique. La fermeture automatique peut présenter un risque d'écrasement.
- Assurer un entretien et un contrôle réguliers du système d'aération et de ventilation. Utiliser un système d'évacuation d'air technique conforme aux instructions. Danger dû à des vapeurs dangereuses en cas de manipulation non conforme.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'armoire. Vérifier régulièrement les informations de sécurité et les instructions d'utilisation.
- Respecter la capacité de charge maximale des étagères (75 kg) et du bac de rétention au sol (22 litres). Ne pas surcharger.
- Toujours fermer correctement l'armoire afin d'éviter tout accès involontaire. Effectuer régulièrement un contrôle des mécanismes de fermeture.
- En cas de dommages ou de signes de dysfonctionnement, contacter immédiatement le fabricant. En cas de dysfonctionnement du mécanisme de fermeture, le faire vérifier immédiatement.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Surveiller l'armoire et les substances stockées pour s'assurer qu'elles ne sont pas trop remplies ou endommagées. Conserver la documentation relative aux substances stockées et la mettre à jour régulièrement.
- Vérifier régulièrement l'endommagement des joints et des systèmes de fermeture. Éviter de trop remplir le bac de rétention.
- Placer l'armoire dans une zone bien ventilée afin d'éviter l'accumulation de vapeurs. Risque d'asphyxie et de réactions chimiques en cas de stockage inapproprié.
- N'utiliser que les produits chimiques recommandés dans les modes d'emploi. Éviter toute modification ou adaptation de l'enceinte susceptible de compromettre la sécurité.
- Éviter tout contact avec des liquides inflammables. L'armoire ne doit pas surchauffer.
- Ne confier la manipulation et le stockage qu'à un personnel formé.
- L'armoire n'est pas conçue pour être utilisée par des enfants. Interdire l'accès aux enfants et au personnel non formé.
- Respecter les consignes de sécurité lors de l'utilisation du raccord d'évacuation d'air. Besoin impératif de gants et de vêtements de protection lors de la manipulation de produits chimiques.

- La porte battante se ferme automatiquement après environ une minute ; gardez la zone libre et veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve dans la zone de fermeture.
- Assurer la protection contre les explosions. Les mesures de sécurité spécifiques au produit sont essentielles.