

Productveiligheidsinformatie

Laboratoriumweegschaal KERN EMB

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland

E-mail: info@kern-sohn.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 67244, 67243, 157215, 157214

Veiligheidsinstructies:

- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Niet gebruiken op een oneffen of onstabiele ondergrond. Gebruik op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Giet geen vloeistoffen op het apparaat en gebruik het niet in een vochtige omgeving - kans op kortsluiting! Niet onderdompelen in water om mogelijke elektrische schade te voorkomen.
- Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.
- Alleen gebruiken voor de in de handleiding aangegeven doeleinden. Alleen gebruiken binnen het beoogde weegbereik: Overgewicht kan schade veroorzaken. Niet overbelasten: Overschrijd het maximale gewicht van 5200 g niet.
- Kleine onderdelen (zelfs in de verpakking) kunnen worden ingeslikt - verstikkingsgevaar! Gevaar voor verwonding bij kinderen, daarom buiten bereik houden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar zonder toezicht.
- Neem veiligheidsmaatregelen in acht: Vermijd val- of breukgevaar, zorg voor een veilige hantering.
- Batterijen niet oververhitten of in het vuur gooien - brandgevaar! Gooi batterijen weg volgens de instructies van de fabrikant.
- De batterijen mogen alleen door volwassenen worden vervangen.
- Houd je handen droog: Natte handen kunnen de consistentie en leesbaarheid aantasten.