

Productveiligheidsinformatie

Stahulpen Futura serie AF6

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Mey Systems GmbH, Merlach 16, 96145 Sesslach-Merlach, Deutschland

E-mail: info@mey-components.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 45571, 45570, 45569

Veiligheidsinstructies:

- Alleen gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
- Geschikt voor mensen met een maximaal gewicht van 120 kg.
- Plaats geen overmatig gewicht op de stoel om schade of ongelukken te voorkomen.
- Controleer het product regelmatig op beschadigingen of tekenen van slijtage, vooral voordat het wordt gebruikt.
- Zorg ervoor dat het zitmechanisme goed werkt om vallen te voorkomen.
- Stel de hoogte-instelling correct en veilig in en zorg ervoor dat de hoogte-instelling vergrendeld is om wegglijden tijdens gebruik te voorkomen.
- Neem veiligheidsmaatregelen in acht bij het verstellen van de hoogte.
- Controleer of de stahulp op een stabiele en vlakke ondergrond wordt gebruikt om kantelen te voorkomen.
- Gebruikers moet worden geadviseerd de stahulp niet te gebruiken als ze fysieke beperkingen hebben of wankel in hun evenwicht zijn.