

# Productveiligheidsinformatie

## Labostoel Labster 9103, kunstleer

**Fabrikant/Verantwoordelijke persoon:** Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland  
**E-mail:** info@interstuhl-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

**Artikelnummers:** 307962, 307961, 307960, 307959, 307958, 307957

### Veiligheidsinstructies:

- Overschrijd het maximale gewicht van de stoel niet om overbelasting te voorkomen.
- Controleer de bekleding en het mechanisme van de stoel regelmatig op beschadigingen en slijtage.
- Gebruik alleen geschikte en ontsmettingsbestendige reinigingsmiddelen voor de kunstlederen bekleding.
- Wees voorzichtig bij het verstellen van de zithoogte om letsel te voorkomen.
- Gebruik stoelwielen alleen op geschikte vloeren; op tapijtvloeren kan slijtage optreden.
- Voor stabiliteit moet de stoel op een stabiele ondergrond worden geplaatst.
- Kinderen mogen niet zonder toezicht met de stoel spelen, vooral vanwege de bewegende onderdelen.
- Controleer de stabiliteit en functionaliteit van alle verstelmecanismen voor het eerste gebruik.
- De laboratoriumdraaistoel is ontworpen voor laboratoriumomgevingen en is geen speelgoed voor kinderen.
- De hoogteverstelling van de gasveer mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.
- Houd rekening met het risico van uitglijden in natte omstandigheden door de wielen.
- Vermijd risico op letsel door scherpe randen of bewegende onderdelen.
- Gebruik de stoel alleen op daarvoor bestemde oppervlakken; gebruik hem niet op gladde of ongelijke oppervlakken.
- Stel de rugleuning en bekkensteun van de stoel goed af om rugpijn te voorkomen.
- Vermijd verstikkingsgevaar door onjuist gebruik van kleine onderdelen.
- Onjuist gebruik van de stoel kan leiden tot letsel; wees vooral voorzichtig bij het instellen van de hoogte.
- Houd rekening met het risico op elektrische schokken en letsel door onjuist gebruik van elektrische bedieningselementen (indien aanwezig).
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen de bewegende delen van de stoel blokkeren.
- Ergonomisch ontwerp van de stoel om ondersteuning van de ruggengraat te benadrukken.
- Maak de stoel regelmatig schoon om de hygiëne te waarborgen.
- De lastafhankelijke geremde wielen zorgen voor stabiliteit en veiligheid op harde vloeren.