

Productveiligheidsinformatie

Verrijdbare draagstoel met brancard-functie, eenvoudig inklapbaar

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 Taunusstein, Deutschland

E-mail: info@soehngen.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummer: 309105

Veiligheidsinstructies:

- Maximaal draagvermogen: niet meer dan 150 kg.
- Controleer voor gebruik of alle veiligheidsriemen goed vastzitten.
- Vergrendel de scharnierende gewrichten voor transport.
- Gebruik het product alleen waar het voor bedoeld is - het vervoeren van patiënten.
- Zorg ervoor dat de wielen correct en stevig bevestigd zijn om het risico op vallen te minimaliseren.
- Gebruik het product niet boven het maximale draagvermogen.
- Zorg ervoor dat u potentiële valrisico's vermijdt bij het vervoeren van patiënten.
- Controleer het product regelmatig op slijtage en schade voordat u het gebruikt.
- Neem altijd de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie in acht en bewaar deze.