

Productveiligheidsinformatie

LABSIT labostoel, zonder armleuningen, met wielen, hoogte rugleuning 420 mm

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 144311, 144310, 144309, 144308, 144307, 144306, 144305, 144304, 144303, 144302

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de stoel op een stabiele, harde ondergrond wordt gebruikt om kantelen te voorkomen.
- De zithoogte mag alleen traploos worden ingesteld met behulp van de gasveer volgens de instructies om het risico op letsels door storingen te voorkomen.
- Controleer de stoel voor gebruik op zichtbare schade, vooral aan de gasveer, en gebruik hem niet als er gebreken zijn.
- Gebruik de wielen alleen op geschikte harde vloeren; vermijd oneffen of zachte vloeren om stabiliteitsproblemen te voorkomen.
- Volg de bijgeleverde montage-instructies zorgvuldig op om ervoor te zorgen dat de stoel correct wordt gemonteerd en vallen wordt voorkomen.
- Houd de wielen en zitting schoon voor veilig werken en vermijd gebruik op gladde vloeren zonder geschikte matten.
- De stoel is niet geschikt voor gebruik door kinderen en mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Regelmatige controles van de stabiliteit en functionaliteit van alle onderdelen, vooral de gasveer en wielen, zijn essentieel voor een veilig gebruik.
- Overschrijd de maximale belastbaarheid van de stoel niet om schade te voorkomen.
- Zorg voor correct onderhoud van de afwasbare kunstlederen en stoffen bekleding om hygiëne en veiligheid te garanderen.