

Productveiligheidsinformatie

Defibrillator & AED wandbox, voor binnengebruik, met akoestisch alarm & locatiesticker, acrylglas

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: MedX5 GmbH & Co. KG, Humboldtstr. 9, 86316 Friedberg, Deutschland

E-mail: info@medx5.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummer: 175843

Veiligheidsinstructies:

- Stel de defibrillator veilig op en zorg ervoor dat de defibrillator altijd toegankelijk is.
- Controleer voor de installatie de stabiliteit van de muur om rekening te houden met het gewicht van de inbouwdoos.
- Gebruik het geluidsalarm alleen in noodgevallen om verwarring te voorkomen.
- Bevestig een duidelijk zichtbare locatiesticker zodat het apparaat in geval van nood snel gevonden kan worden.
- Neem bij storingen of schade aan de inbouwdoos onmiddellijk contact op met de fabrikant.
- Controleer regelmatig of het alarmsysteem schoon is en goed werkt.