

Productveiligheidsinformatie

Laboratoriumbalans EHA, 5 modellen voor weegcapaciteiten 500, 1.000 en 3.000 g, vlak, niveau-indicator

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland
E-mail: info@kern-sohn.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 157722, 157721, 157720, 157719, 157718

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat het minimumgewicht van 6000 g in acht wordt genomen.
- De weegschaal moet op een stabiele en vlakke ondergrond worden geplaatst om nauwkeurige metingen te garanderen.
- Stel de weegplaat niet bloot aan extreme krachten, want dit kan leiden tot beschadiging.
- Gebruik van de weegschaal in de buurt van water of in een vochtige omgeving moet worden vermeden om elektrische risico's te voorkomen.
- Controleer de werking van de weegschaal voor elk gebruik.
- Gebruik de weegschaal niet in extreme hitte of direct zonlicht om schade te voorkomen.
- Controleer de kalibratie regelmatig om de nauwkeurigheid te garanderen.
- De weegschaal mag niet worden gebruikt in omgevingen met sterke temperatuurschommelingen of chemicaliën.
- Voorkom elektrische schokken door de bedieningsinstructies met betrekking tot de spanning in acht te nemen.
- Gevaar door onjuist gebruik van kleine onderdelen, let op verstikkingsgevaar.
- In geval van defecten moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de klantenservice.
- Houd de weegschaal buiten het bereik van kinderen.
- De laboratoriumweegschaal is niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar.
- Lees altijd de instructies voor veilig gebruik.
- De weegschaal mag alleen worden gebruikt binnen het beoogde weegbereik (minimumgewicht 600 g).
- Er bestaat een risico op uitglijden als de rubberen voetjes defect zijn, controleer de stabiliteit regelmatig.