

Productveiligheidsinformatie

Beginnersbankweegschaal FCE-N, 2-sleutel bediening, beschermkap, diverse weegbereiken

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland
E-mail: info@kern-sohn.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 157601, 157599, 157598

Veiligheidsinstructies:

- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken.
- Alleen gebruiken op stabiele, vlakke oppervlakken.
- Controleer voor elk gebruik op zichtbare schade.
- Spat geen vloeistoffen op de weegschaal en dompel de weegschaal niet onder in water.
- Als je zware voorwerpen gebruikt, zorg er dan voor dat de weegschaal correct gekalibreerd is.
- Laat kinderen de uitrusting alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Overbelast de weegschaal niet om overbelasting te voorkomen.
- Controleer of de elektrische aansluiting intact en onbeschadigd is.
- Gebruik de beschermkap tijdens het wegen om letsel te voorkomen.
- Uit de buurt van kinderen houden om onjuist gebruik te voorkomen.
- Neem de veiligheidsinstructies in acht voor het gebruik van de bankweegschaal in overeenstemming met de algemene productveiligheidseisen van de EU-regelgeving.
- De weegschaal is niet bedoeld voor gebruik als medisch apparaat of voor het uitvoeren van medische tests.
- Vermijd plotselinge schokken tijdens het gebruik van de weegschaal.
- Gebruik de weegschaal niet in een vochtige of natte omgeving.