

Productveiligheidsinformatie

Laboratoriumweegschaal Kern EMS 6K1/12K1, afleesbaarheid 1 g, weegbereik 6/12 kg, groot LC-display, B 200 x D 280 x H 65 mm, kunststof, wit

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland
E-mail: info@kern-sohn.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 131467, 131407

Veiligheidsinstructies:

- De laboratoriumweegschaal mag niet worden gebruikt in vochtige of natte omgevingen.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond wordt geplaatst voor een nauwkeurige meting en om te voorkomen dat het omvalt.
- De laboratoriumweegschaal is niet geschikt voor gebruik door kinderen.
- Vermijd overbelasting van het apparaat; de maximale capaciteit is 12 kg.
- Bescherm de laboratoriumweegschaal tegen extreme temperaturen boven +35 °C of onder +5 °C.
- Bevestig geen externe apparaten die de werking van de weegschaal kunnen beïnvloeden.
- Controleer de batterijstatus regelmatig; gebruik batterijen op eigen risico om storingen te voorkomen.
- Gebruik de laboratoriumweegschaal niet verkeerd om schade aan elektrische onderdelen te voorkomen.
- Gebruik de laboratoriumweegschaal niet in de buurt van microben of chemicaliën om verontreiniging te voorkomen.
- Kalibreer de laboratoriumweegschaal regelmatig om nauwkeurige metingen te garanderen.