

Productveiligheidsinformatie

Basic laboratoriumstoel, kunstleer, Stamskin Top rood

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland
E-mail: info@interstuhl-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 307978, 307977, 307976, 307975, 307974, 307973, 307972

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de laboratoriumstoel veilig wordt gebruikt om letsel te voorkomen. De stoel mag alleen worden gebruikt waarvoor hij is bedoeld en door één persoon tegelijk. Gebruik de stoel niet zwaarder dan de maximale gewichtsbelasting: 100 kg of 120 kg afhankelijk van het model.
- Voer regelmatig inspecties uit op schade aan het deksel, het frame en andere onderdelen. Controleer schroeven en verbindingen regelmatig op stevigheid en stabiliteit.
- Veiligheidsinstructies voor gebruik alleen op stevige, vlakke vloeren om kantelen te voorkomen. Zorg ervoor dat de stoel op een stabiele ondergrond staat om kantelen te voorkomen.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen en gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om het kunstleer niet te beschadigen. Gebruik geschikte ontsmettingsmiddelen voor het reinigen.
- De zithoogte en zitdiepte moeten worden gecontroleerd en correct worden ingesteld voor ergonomisch gebruik. Zorg ervoor dat de zithoogte de maximale hoogte niet overschrijdt.
- In het geval van een defect of schade, stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de fabrikant.
- Houd het product uit de buurt van kinderen. Gebruik door kinderen wordt afgeraden omdat het niet ontworpen is voor dit gebruik.