

# Productveiligheidsinformatie

## LEANOS 9133 laboratoriumdraaistoel, kunstleer, Stamskin Top blauw

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

**Artikelnummers:** 41267, 41266, 41265, 307992, 307991, 307990, 307989

### Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de maximale gewichtsbelasting van de stoel niet wordt overschreden om mechanische schade en overbelasting te voorkomen.
- Kantel de stoel niet te veel en zorg ervoor dat de stoel op een stabiele en vlakke ondergrond wordt gebruikt om kantelen te voorkomen.
- Stel de zithoogte en kantelhoek correct in voor gebruik om letsel te voorkomen.
- Controleer regelmatig de stabiliteit en functionaliteit van de wielen en de gasveer om het risico op vallen te minimaliseren.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om beschadiging van het materiaal te voorkomen.
- De gasveer moet correct geplaatst en onderhouden worden.
- Pas op voor verstikkingsgevaar door kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt of losse onderdelen.
- Wees u bewust van het risico op uitglijden door onjuist gebruik, vooral op gladde of bewegende oppervlakken.
- Product niet geschikt voor gebruik in gebieden met een hoog risico of voor kinderen en kwetsbare personen.
- Vermijd het gebruik van de stoel als deze beschadigd is.
- Controleer regelmatig de stabiliteit van de stoel en houd uw vingers uit de buurt van bewegende delen.