

Productveiligheidsinformatie

Basic 9132 laboratoriumdraaistoel, met glijders, kunstleer, Stamskin Top blauw

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland
E-mail: info@interstuhl-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 307985, 307984, 307983, 307982, 307981

Veiligheidsinstructies:

- Risico op verstikking door verkeerd gebruik van de glijders.
- Gevaar voor beknelling door bewegende onderdelen.
- Risico op letsel door instabiele hoogte-instelling. Let op: Risico op letsel door onjuiste hoogte-instelling.
- Let op veiligheidsmaat: Zithoogte 470-610 mm. Zorg ervoor dat de maximale zithoogte van 610 mm niet wordt overschreden om valgevaar te voorkomen.
- Ga niet op de rugleuning zitten om letsel te voorkomen.
- Controleer de mechanische onderdelen regelmatig op slijtage om storingen te voorkomen. Zorg ervoor dat er geen onderdelen loszitten of eruit kunnen vallen tijdens het gebruik.
- Voldoen aan de specifieke veiligheidseisen voor laboratoriumapparatuur bij gebruik in een laboratorium. Ontworpen voor gebruik in een laboratorium. Alleen gebruiken voor het beoogde doel.
- Gebruik de stoel niet op oneffen of gladde vloeren. Gebruik de stoel alleen op gladde, stabiele vloeren. Risico op uitglijden bij het werken met bewegende onderdelen.
- Controleer of de gasveer goed werkt voordat je de stoel gebruikt.
- Houd kinderen uit de buurt van de stoel om het risico op vallen en letsel te voorkomen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar; onjuist gebruik kan leiden tot letsel. Buiten bereik van kinderen houden.
- Reinig de stoffen bekleding regelmatig om de levensduur van het product te verlengen. Gebruik voor gebruik in omgevingen met chemische stoffen geschikte reinigingsmiddelen om beschadiging van het materiaal te voorkomen. Zorg voor een goede verzorging van het kunstleer om de antibacteriële eigenschappen op lange termijn te behouden.
- Kan onstabiel worden bij hoge temperaturen. Synthetisch leer kan verkleuren in direct zonlicht - niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Controleer voor gebruik of de stoel stabiel en correct gemonteerd is.
- Vermijd contact met bepaalde chemicaliën die het kunstleren oppervlak kunnen aantasten.