

Productveiligheidsinformatie

Laboratoriumstoel LEANOS 9131, met glijder en klimhulp

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 41289, 41288, 41287, 307980, 307979

Veiligheidsinstructies:

- Stel de zithoogte in met behulp van de gasveer en gebruik deze op de juiste manier om het risico op vallen en letsel te voorkomen. Verkeerd gebruik kan leiden tot verstikkingsgevaar.
- Zet de stoel na gebruik goed vast om kantelen te voorkomen. Controleer regelmatig de werking van de rugleuningvergrendeling.
- Het product moet GS-getest zijn op veiligheid en kwaliteit. De laboratoriumstoel is dienovereenkomstig gecertificeerd en moet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.
- Voer regelmatig inspecties uit op slijtage en schade en zorg ervoor dat de voeten intact en slipvast zijn, aangezien er een verhoogd risico is op uitglijden op gladde oppervlakken.
- Geschikt voor personen met een maximaal gewicht van 120 kg. Als dit gewicht wordt overschreden, kan dit leiden tot structurele schade. Neem het ontwerp in acht om het risico op omkantelen te minimaliseren.
- Reinig de hoes regelmatig om te voldoen aan de hygiënenormen. Let op de verzorging van vloeistoffen om het kunstleer te beschermen.
- Alleen geschikt voor commercieel gebruik. Fabrikanten moeten vermelden of er speciale veiligheidsvereisten gelden.
- Gebruik van het product in combinatie met andere hulpmiddelen kan gevaarlijk zijn als deze niet stabiel zijn. Corrigerende maatregelen in geval van een geïdentificeerd risico, waaronder het uit de handel nemen en terugroepen van het product, moeten mogelijk zijn.
- Zorg ervoor dat producten voorzien zijn van een etiket met duidelijke en begrijpelijke instructies en veiligheidsinformatie. Het product moet zo ontworpen zijn dat het geen risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van gebruikers.