

Productveiligheidsinformatie

Basis laboratoriumdraaistoel, glijders en opstaphulp, diverse bekledingen

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland
E-mail: info@interstuhl-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 308019, 308018, 308017, 308016, 308015, 308014, 308013, 308012

Veiligheidsinstructies:

- Zorg voor een veilig gebruik van de hoogteverstelling van de gasveer door te zorgen voor correct gebruik en door plotseling zakken te voorkomen.
- Verstikkingsgevaar door bewegende en vallende onderdelen of onjuist gebruik van kleine onderdelen, vooral bij het verstellen van de stoel.
- Let op het maximale gewicht van 120 kg om breuken en andere veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Controleer de stabiliteit, mechanische onderdelen en schroeven regelmatig op slijtage of schade en zorg ervoor dat er geen vloeistoffen op niet-waterdichte onderdelen terechtkomen.
- Controleer de bekleding van de zitting en rugleuning regelmatig op beschadigingen voor een veilig gebruik.
- Maak ergonomische aanpassingen en ontwerp om rugproblemen en rugpijn te voorkomen.
- Vermijd het risico op uitglijden door geschikte beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals antislipkussens, en het apparaat op een vlakke, stabiele vloer te gebruiken.
- Zorg ervoor dat de stoel niet wordt gebruikt op gladde of ongelijke vloeren om kantelen en wegglijden te voorkomen.
- Voor veilig gebruik, alleen gebruiken in de daarvoor bestemde ruimte (bijv. in het laboratorium) om risico's te minimaliseren.
- Houd de stoel uit de buurt van hete oppervlakken en scherpe voorwerpen om schade aan de bekleding en materialen te voorkomen.
- Zorg er bij het gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor dat ze geschikt zijn voor de gespecificeerde oppervlaktecoating.
- Niet geschikt voor kinderen: om veiligheidsredenen moet gebruik door kinderen worden vermeden.