

Productveiligheidsinformatie

LEANOS 9136 laboratoriumdraaistoel, kunstleer, Stamskin Top blauw

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 41295, 41294, 41293, 308011, 308010, 308009, 308008, 308007

Veiligheidsinstructies:

- Voorkom verstikkingsgevaar door onjuist gebruik van kleine onderdelen, vooral in de buurt van kinderen.
- Wees u bewust van het risico op letsel door onjuist gebruik van de zithoogteverstelling en stel de zithoogte alleen zittend in om onbedoeld wegglijden te voorkomen.
- Reinig en onderhoud het kunstleer regelmatig volgens de instructies van de fabrikant om risico's van uitglijden en hygiëne te voorkomen. Gebruik de stoel niet in een vochtige omgeving om beschadiging van het kunstleer te voorkomen.
- Het product voldoet aan de laboratoriumrichtlijnen en is vlamvertragend. Rookvergiftiging moet echter worden vermeden.
- Houd rekening met het maximale gebruikersgewicht van 120 kg om structurele schade of kantelen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de stoel op een stabiele, stevige ondergrond wordt gebruikt en dat de zithoogte correct is ingesteld om kantelen en vallen te voorkomen.
- Regelmatig onderhoud en inspectie van de veiligheidsfuncties, met name de veiligheidsgasveer en glijders, om schade en letsel te voorkomen.
- Gebruik de rugleuningverstelling en andere instellingen voor de best mogelijke ondersteuning en zorg ervoor dat de rugleuning goed vergrendeld is voordat je achterover leunt.
- Kinderen mogen geen toegang hebben tot de stoel om letsel te voorkomen. Kan kleine bouwstenen bevatten en moet daarom voorzichtig worden gebruikt in de buurt van kinderen.
- Oefen niet te veel kracht uit bij het verstellen van de stoel om de werking ervan niet te belemmeren. Ga niet op de voorkant van de stoel zitten voor een veilige houding.
- Voor correct gebruik moeten alle gebruikers de bedieningsinstructies volledig begrijpen en opvolgen.
- Vermijd gebruik bij extreme temperaturen en controleer regelmatig op losse onderdelen om veiligheidsrisico's tot een minimum te beperken.
- Verstel de zithoogte alleen volgens de instructies en zorg ervoor dat je vingers niet bekneld raken.
- Gebruik de klimhulp alleen volgens de instructies om het risico op vallen te minimaliseren.
- Zorg voor toegang tot alle werkgebieden om het risico op vallen te minimaliseren.