

Produktsicherheitsinformationen

Chemikalienschrank Asecos CS-CLASSIC-G, Flügeltür und Glasausschnitt, 2 Böden, H 1105 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 132148, 132147, 132146, 132145, 132144, 132143, 132142

Sicherheitshinweise:

- Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen treffen; Schrank zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen verwenden.
- Nicht entzündbare Flüssigkeiten sicher lagern und vorsorgliche Maßnahmen beachten; geeignet für wassergefährdende Flüssigkeiten, jedoch nicht für entzündliche Stoffe.
- Regelmäßige Überprüfung und ordnungsgemäße Installation von Belüftungssystemen sicherstellen; natürliche Lüftungsgitter dürfen nicht blockiert werden, Lüftungsgitter in Bodennähe frei halten.
- Schrank vor unsachgemäßer Verwendung schützen und stabile Montage sicherstellen; Türen stets geschlossen halten und Zylinderschloss für Sicherheit verwenden.
- Bei der Handhabung von Giftstoffen und Chemikalien Schutzmaßnahmen befolgen und Schutzausrüstung tragen.
- Einschränkungen bei der Verwendung durch Kleinkinder beachten; Schrank außerhalb der Reichweite von Kindern platzieren.
- Im Falle eines Unfalls sofort die zuständigen Behörden benachrichtigen und bei Beschädigungen oder Undichtigkeiten den Hersteller kontaktieren.
- Höhenverstellbare Böden stabil gemäß Spezifikation einstellen, um Stabilität zu gewährleisten und flexible Lageroptionen nutzen.
- Vermeiden Sie Überfüllung des Schranks, um eine sicherere Handhabung zu gewährleisten.
- Schrank regelmäßig auf Beschädigungen und Dichtheit der Bodenauffangwanne überprüfen, bei Bedarf ersetzen.
- Tür während des Betriebs immer geschlossen halten, um das Risiko von Dämpfen oder Ausgasungen zu minimieren.
- Schutzmaßnahmen bei der Handhabung und Lagerung von Giftstoffen treffen, Benutzer sollten entsprechende Schutzausrüstung tragen.
- Rückrufmaßnahmen sind im Falle von Produktsicherheitsrisiken unverzüglich zu beachten.
- Vor Anschluss an technische Entlüftung sicherstellen, dass diese ordnungsgemäß funktioniert; bei entzündlichen Flüssigkeiten muss der Schrank an eine solche Entlüftung angeschlossen sein.
- Alle Sicherheitsanweisungen und Produktinformationen in verständlicher Sprache beachten und aufbewahren; bei Missachtung besteht Risiko von Leckagen.
- Nicht für die Lagerung entzündlicher Stoffe geeignet; Verwendung nur in gut belüfteten Räumen sicherstellen.
- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen geeignet; bei Lagerung Vorsicht walten lassen.