

Produktsicherheitsinformationen

Fahr- und Tragestuhl mit Zusatzfunktion Krankentrage, bis 150 kg, einfach zusammenklappbar

Hersteller/Verantwortliche Person: W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 Taunusstein, Deutschland

E-Mail: info@soehngen.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummer: 309105

Sicherheitshinweise:

- Maximale Belastbarkeit: nicht mehr als 150 kg.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass alle Sicherungsgurte ordnungsgemäß angebracht sind.
- Die Gelenkverbindungen vor dem Transport verriegeln.
- Benutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck - Transport von Patienten.
- Sicherstellen, dass die Laufrollen korrekt und sicher eingesetzt sind, um das Risiko von Stürzen zu minimieren.
- Das Produkt nicht über seine maximale Belastbarkeit hinaus verwenden.
- Achten Sie darauf, beim Transport von Patienten mögliche Sturzgefahren zu vermeiden.
- Das Produkt regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüfen, bevor Sie es verwenden.
- Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise stets beachten und aufbewahren.