

Produktsicherheitsinformationen

Defibrillator-& AED Wandkasten, für Innenbereiche, mit akustischem Alarm & Standort-Aufkleber, Acrylglas

Hersteller/Verantwortliche Person: MedX5 GmbH & Co. KG, Humboldtstr. 9, 86316 Friedberg, Deutschland

E-Mail: info@medx5.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummer: 175843

Sicherheitshinweise:

- Sicher aufstellen und sicherstellen, dass der Zugang zum Defibrillator jederzeit gewährleistet ist.
- Vor der Installation die Wandstabilität prüfen, um das Gewicht des Wandkastens zu berücksichtigen.
- Benutzung des akustischen Alarms nur im Notfall, um Verwirrung zu vermeiden.
- Standort-Aufkleber gut sichtbar anbringen, um im Notfall das Gerät schnell zu finden.
- Bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Wandkastens sofortige Rückmeldung an den Hersteller geben.
- Regelmäßige Überprüfung auf Sauberkeit und Funktionsfähigkeit des Alarmsystems durchführen.