

Produktsicherheitsinformationen

Sicherheitsschrank Typ 90 asecos V-MOVE-90, Vertikalauszug mit Schließ-Automatik, B 449 x T 860 x H 1966 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 461704, 461703, 461702, 461701, 461700

Sicherheitshinweise:

- Gefahrstoffe lagern. Sicherstellen, dass der Schrank korrekt verschlossen ist und vor unbefugtem Zugriff geschützt ist, z.B. durch ein Profilzylinderschloss oder notwendige Schlüsselsysteme.
- Regelmäßige Überprüfung und Wartung des Schließmechanismus, der Tür-Automatik sowie des technischen Abluftsystems auf Funktionstüchtigkeit durchführen, um explizite Risiken zu vermeiden.
- Schrank nur für die Lagerung von giftigen, gefährlichen und für den vorgesehenen Zweck geeigneten Stoffen nach den Vorschriften verwenden. Aufbewahrung von giftigen Substanzen gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn Gefahrstoffe gehandhabt werden.
- Be- und Entlüftungssystem regelmäßig warten, Abluftanschluss nicht verschließen, und ordnungsgemäße Belüftung sicherstellen, um einen konstanten Luftaustausch bei der Lagerung entflammbarer Flüssigkeiten zu gewährleisten.
- Der Schrank darf nur in Verbindung mit einem technischen Abluftsystem betrieben werden und ausschließlich im Innenbereich verwendet werden.
- Maximale Tragkraft beachten: Schrank nicht überlasten (50 kg pro Wannenboden).
- Einhaltung der Herstelleranweisungen sicherstellen und bei Veränderungen am Schrank den Hersteller kontaktieren.
- Sicherheitswarnungen deutlich anbringen und Schrankkennzeichnung entsprechend den geltenden Sicherheitsbestimmungen sicherstellen.
- Erstickungs- und Brandgefahr durch unsachgemäße Lagerung von Chemikalien und entflammbaren Flüssigkeiten (GHS-Kategorien 1-3) sowie durch aggressive Chemikalien minimieren durch ordnungsgemäße Lagerung.
- Schulung des Personals in Bezug auf Notfallmaßnahmen bei Chemikalienunfällen sicherstellen, um Risikominderung zu gewährleisten.
- Befolgen Sie die Bedienungsanweisung zur Nutzung der Tür-Schließ-Automatik.