

# Produktsicherheitsinformationen

## Sicherheitsschrank Typ 90 asecos Q-PEGASUS-90, Flügeltür mit Schließ-Automatik, Anschlag links/rechts, B 599 x T 615 x H 1953 mm

**Hersteller/Verantwortliche Person:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-Mail:** info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 462067, 462066, 462065, 462064, 462063, 462062, 462061, 462060, 462059, 462058, 462057, 462056, 462055, 462054

### Sicherheitshinweise:

- Vor dem Einsatz sicherstellen, dass der Schrank korrekt installiert und verriegelt ist.
- Bei der Lagerung gefährlicher Stoffe die geltenden Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter beachten.
- Schrank regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Korrosion überprüfen.
- Das Schließen der Flügeltür nicht verhindern, um die Sicherheit zu gewährleisten; warnendes akustisches Signal beachten.
- Nur in Innenräumen verwenden, um Umwelteinflüsse zu vermeiden.
- Zugang zu dem Schrank auf autorisierte Personen beschränken.
- Im Falle eines Brandes die Notrufnummern sofort kontaktieren und eine Evakuierung sicherstellen.
- Verwenden Sie den Sicherheitsschrank nur für die vorgesehenen chemischen Stoffe und keine unsachgemäße Nutzung.
- Keine entzündlichen Stoffe in der Nähe lagern.
- Die Türschließ-Automatik und das Lüftungssystem regelmäßig überprüfen, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Halten Sie den Schrank vor unbefugtem Zugriff geschützt und bei Bedarf zusätzlich sichern.
- Sicherstellen, dass der Standort des Schranks gut belüftet ist und die technischen Anforderungen an Abluftanschlüsse erfüllt sind.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung der Be- und Entlüftungssysteme sorgfältig.
- Vor der Verwendung stets die Sicherheitsanweisungen lesen.
- Sicherheitsschrank nur für die Lagerung von giftigen, entzündlichen oder aggressiven Materialien nutzen.
- Achten Sie darauf, dass giftige oder aggressive Chemikalien nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
- Regelmäßige Wartung und Überprüfung auf Integrität und Funktionsfähigkeit sind notwendig, um die Sicherheit des Schranks zu gewährleisten.
- Feuerbeständig gemäß F90, für die Lagerung von entzündbaren und aggressiven Chemikalien geeignet, keinen direkten Kontakt mit brennbaren Materialien zulassen.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßer Verwendung: Der Schrank ist für den Betrieb an einem technischen Abluftsystem mit 10-fachem Luftaustausch vorbereitet.
- Für den Einsatz der Lagereinheit sind geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen, wie die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe, Schutzbrille).
- Der Schrank hat ein Profilzylinderschloss, den Inhalt vor unbefugtem Zugriff schützen und bei Nichtgebrauch abschließen.
- Auf die Einhaltung der maximalen Tragkraft der Fachböden achten.
- Entzündliche Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sind ordnungsgemäß zu lagern.
- Giftstoffe und aggressive Chemikalien sind getrennt von anderen Stoffen zu lagern.
- Das Produkt kann bei unsachgemäßer Verwendung zu schweren gesundheitlichen Schäden führen.
- Sicherstellen, dass der Schrank nach Gebrauch ordnungsgemäß geschlossen ist.
- Bodenauffangwanne regelmäßig auf Lecks oder Verschmutzungen überprüfen.
- Sicherstellen, dass der Schrank ausreichend belüftet ist, um Explosionsgefahr zu reduzieren.