

Produktsicherheitsinformationen

Chemikalienschrank asecos CS-CLASSIC, Flügeltüren, B 810 x T 520 x H 1105 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 463127, 463126, 463125, 463124, 463123, 463121, 463120, 463119, 463118, 463117, 463116, 463115, 463114, 463113

Sicherheitshinweise:

- Der Chemikalienschrank muss auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt werden, um Umkippen zu vermeiden.
- Nur autorisiertem Personal ist der Zugang zum Chemikalienschrank gestattet.
- Der Schrank muss an ein geeignetes technisches Abluftsystem mit 75 mm Anschluss angeschlossen sein, um Explosionsschutz zu gewährleisten.
- Vor der Nutzung sind alle Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) beim Umgang mit Chemikalien im Schrank tragen, um Körperverletzung zu vermeiden.
- Regelmäßige Kontrolle der Lagertemperaturen und -bedingungen durchführen, um sicherzustellen, dass sie im sicheren Bereich liegen.
- Halten Sie gefährliche Substanzen von Feuerquellen fern und Löschmittel bereithalten.
- Der Chemikalienschrank ist nur für die ordnungsgemäße Lagerung und Handhabung von Gefahrstoffen geeignet.
- Flügeltüren des Schranks sind mit einem Zylinderschloss sicher zu verschließen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Der Schrank darf nur im Innenbereich verwendet werden.
- Regelmäßige Wartung und Inspektion des Be- und Entlüftungssystems, der Flügeltüren und der strukturellen Integrität (z.B. Polypropylen-Wanne, Tablarauszüge) zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionalität durchführen.
- Maximale Tragkraft der Tablarauszüge beträgt 30 kg und darf nicht überschritten werden.
- Den Schrank vor Wärmequellen und direktem Sonnenlicht geschützt aufstellen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen sollte die Bedienungsanleitung konsultiert werden.
- Die Nutzung des Schranks ist für gewerbliche und autorisierte Nutzung vorgesehen, nicht für den privaten Gebrauch.
- Im Falle eines Unfalls sofort die zuständigen Behörden informieren.
- Bei Störungen des Abluftsystems ist die Verwendung des Schranks sofort zu unterlassen.