

# Produktsicherheitsinformationen

**Mund-Nasen-Schutz BBE Solutions®, medizinisch, EN 14638/10993  
Typ IIR, Einweg, 3-lagig, formbarer Nasenbügel, elastische Ohrbänder,  
blau, 50 Stück**

**Hersteller/Verantwortliche Person:** BBE Solutions GmbH, Bonner Str. 12, 51379 Leverkusen,  
Deutschland

**E-Mail:** info@bbe-solutions.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummer:** 121345

## **Sicherheitshinweise:**

- Nur für den einmaligen Gebrauch - nicht wiederverwendbar.
- Die Maske sollte entfernt und entsorgt werden, wenn sie feucht oder verschmutzt ist.
- Vor dem Anlegen der Maske Hände gründlich waschen.
- Die Innenseite der Maske nicht berühren, um Kontamination zu vermeiden.
- Nach dem Abnehmen der Maske erneut Hände waschen.
- Maske in einem verschlossenen Behälter entsorgen, um die Hygiene zu gewährleisten.