

Produktsicherheitsinformationen

Sicherheitstechnische Kontrolle für HeartSine Defibrillatoren, nach MPBetreibV § 11, inkl. Leihgerät

Hersteller/Verantwortliche Person: MedX5 GmbH & Co. KG, Humboldtstr. 9, 86316 Friedberg, Deutschland

E-Mail: info@medx5.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummer: 178314

Sicherheitshinweise:

- Sicherstellen, dass Defibrillatoren stets funktionsfähig sind
- Vermeidung von Stromschlägen durch unsachgemäßen Gebrauch
- Regelmäßige Prüfungen gemäß den geltenden ERC- & AHA-Leitlinien durchführen
- Prüfberichte und Protokolle dokumentieren
- Verwendung von vom Hersteller zugelassenen Prüfgeräten
- Austausch von Batterien und Aktualisierung der Software bei Bedarf
- Geräte regelmäßig reinigen und desinfizieren
- Verwendung von Ersatzgeräten während der Wartung sicherstellen
- Sichtkontrollen dürfen keine technischen Prüfungen ersetzen
- Akzeptieren Sie keine nicht offiziellen Prüfprotokolle