

Produktsicherheitsinformationen

Laborwaage Kern EMS 6K1/12K1, Ablesbarkeit 1 g, Wägebereich 6/12 kg, großes LC-Display, B 200 x T 280 x H 65 mm, Kunststoff, weiß

Hersteller/Verantwortliche Person: Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland
E-Mail: info@kern-sohn.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 131467, 131407

Sicherheitshinweise:

- Die Laborwaage darf nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche steht, um eine genaue Messung zu gewährleisten und ein Umkippen zu vermeiden.
- Die Laborwaage ist nicht zur Verwendung durch Kinder geeignet.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu überladen; die maximale Kapazität beträgt 12 kg.
- Schützen Sie die Laborwaage vor extremen Temperaturen über +35 °C oder unter +5 °C.
- Vermeiden Sie das Anbringen von Fremdgeräten, die die Funktion der Waage beeinflussen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Batteriezustand; Nutzung von Batterien auf eigene Verantwortung, um Störungen zu vermeiden.
- Die Laborwaage nicht unsachgemäß verwenden, um Schäden an elektrischen Bauteilen zu vermeiden.
- Die Laborwaage in der Nähe von Mikroben oder Chemikalien nicht verwenden, um Kontamination zu vermeiden.
- Die Laborwaage regelmäßig kalibrieren, um präzise Messwerte sicherzustellen.