

# Produktsicherheitsinformationen

## Laborstuhl Basic, Kunstleder, Stamskin Top rot

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland  
**E-Mail:** info@interstuhl-group.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 307978, 307977, 307976, 307975, 307974, 307973, 307972

### Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass der Laborstuhl sicher verwendet wird, um Verletzungen zu vermeiden. Der Stuhl sollte nur für den vorgesehenen Zweck und von einer Person gleichzeitig genutzt werden. Verwenden Sie den Stuhl nicht über die maximale Gewichtsbelastung hinaus: 100 kg oder 120 kg je nach Modell.
- Regelmäßige Inspektion auf Beschädigungen an Bezug, Gestell und anderen Teilen durchführen. Überprüfen Sie Schrauben und Verbindungen regelmäßig auf Festigkeit und Stabilität.
- Sicherheitshinweis zur Verwendung nur auf festen, ebenen Böden, um Kippen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Stuhl auf einer stabilen Fläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen und nutzen Sie keine abrasiven Reinigungsmittel, um das Kunstleder nicht zu beschädigen. Für die Reinigung geeignete Desinfektionsmittel verwenden.
- Sitzhöhe und -tiefe sollten überprüft und richtig eingestellt werden, um ergonomische Nutzung sicherzustellen. Achten Sie darauf, die Sitzhöhe nicht über die maximale Höhe hinaus einzustellen.
- Bei Defekt oder Beschädigung die Nutzung sofort einstellen und den Hersteller kontaktieren.
- Produkt von Kindern fernhalten. Die Verwendung durch Kinder ist nicht empfohlen, da er nicht für diesen Gebrauch konzipiert ist.