

Produktsicherheitsinformationen

Labordrehstuhl LEANOS 9136, Kunstleder, Stamskin Top blau

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 41295, 41294, 41293, 308011, 308010, 308009, 308008, 308007

Sicherheitshinweise:

- Vermeiden Sie Erstickungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung von Kleinteilen, insbesondere in der Nähe von Kindern.
- Achten Sie auf Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch der Sitzhöhenverstellung und stellen Sie die Sitzhöhe nur im Sitzen ein, um ungewolltes Abrutschen zu verhindern.
- Regelmäßige Reinigung und Wartung des Kunstleders gemäß den Herstellerangaben, um Rutschgefahr und hygienische Risiken zu vermeiden. Verwenden Sie den Stuhl nicht in feuchten Umgebungen, um Beschädigungen am Kunstleder zu vermeiden.
- Das Produkt entspricht Laborrichtlinien und ist schwer entflammbar. Rauchvergiftungen sollten jedoch vermieden werden.
- Beachten Sie die maximale Benutzergewicht von 120 kg, um strukturelle Schäden oder Kippen zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass der Stuhl auf stabilem, festem Untergrund verwendet wird und die Sitzhöhe richtig eingestellt ist, um ein Kippen und Stürze zu verhindern.
- Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Sicherheitsfunktionen, insbesondere der Sicherheitsgasfeder und Gleiter, um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Rückenlehnenverstellung sowie andere Einstellungen, um die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten, und stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne ordnungsgemäß arretiert ist, bevor Sie sich zurücklehnen.
- Kinder sollten keinen Zugang zum Stuhl haben, um Verletzungen zu vermeiden. Enthält möglicherweise Kleinbaukästen und ist daher in der Nähe von Kindern mit Vorsicht zu verwenden.
- Stellen Sie keine übermäßige Kraft beim Verstellen des Stuhls auf, um die Funktionen nicht zu beeinträchtigen. Vermeiden Sie das Sitzen auf der Vorderkante des Sitzes für eine sichere Haltung.
- Für die richtige Nutzung müssen alle Benutzer die Bedienungsanleitung vollständig verstehen und befolgen.
- Vermeiden Sie die Nutzung in extremen Temperaturen und führen Sie regelmäßige Inspektionen auf lose Teile durch, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Verstellen Sie die Sitzhöhe nur gemäß der Anleitung und achten Sie darauf, Finger nicht einzuklemmen.
- Nutzen Sie die Aufstiegshilfe nur gemäß der Anleitung, um Sturzgefahr zu minimieren.
- Zugang zu allen Arbeitsbereichen sicherstellen, um Sturzrisiken zu minimieren.