

Informations sur la sécurité du produit

Balance de laboratoire EMB KERN

Fabricant/Personne de contact : Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland

e-Mail : info@kern-sohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 67244, 67243, 157215, 157214

Instructions de sécurité:

- Les piles ne doivent pas être laissées à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser sur une surface irrégulière ou instable. Utiliser sur une surface stable et plane.
- Évitez de verser des liquides sur l'appareil ou de l'utiliser dans un environnement humide - risque de court-circuit ! Ne pas immerger dans l'eau afin d'éviter d'éventuels dommages électriques.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Utilisation uniquement aux fins indiquées dans le manuel. Utilisation uniquement dans la plage de pesée prévue : un poids excessif peut provoquer des dommages. Ne pas surcharger : ne pas dépasser le poids maximal de 5200 g.
- Les petites pièces (même dans l'emballage) peuvent être avalées - risque d'étouffement ! Risque de blessure pour les enfants, donc à garder hors de portée. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans sans surveillance.
- Respecter les mesures de sécurité : Éviter les risques de chute ou de rupture, assurer une manipulation sûre.
- Ne pas surchauffer les piles ou les jeter dans le feu - risque d'incendie ! Éliminer les piles conformément aux instructions du fabricant.
- Les piles ne doivent être changées que par des adultes.
- Garder les mains au sec : Des mains mouillées peuvent nuire à la constance et à la lisibilité.