

Informations sur la sécurité du produit

Balance de précision EOB

Fabricant/Personne de contact : Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland
e-Mail : info@kern-sohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 95084, 67237, 67236, 67235, 67234

Instructions de sécurité:

- La balance doit être utilisée sur une surface stable et plane pour garantir des mesures précises. Si la surface n'est pas plane, la stabiliser pour éviter tout basculement et toute imprécision.
- Les composants électriques évitent le contact avec l'eau afin d'éviter tout risque d'électrocution et de garantir leur bon fonctionnement.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 300 kg afin d'éviter les dommages et les imprécisions.
- Protéger l'appareil des rayons directs du soleil, de l'humidité et des températures extrêmes.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur et les piles recommandés pour garantir la sécurité et la fonctionnalité. En cas de fonctionnement sur piles, toujours s'assurer que l'insert est correct et le changer régulièrement.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des dommages visibles ; si des composants ou des câbles sont défectueux, consulter un spécialiste.
- Débrancher la balance du réseau électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas laisser les piles et les petites pièces à la portée des enfants ; risque d'étouffement. Tenir l'appareil hors de portée des enfants et ne l'utiliser que sous surveillance afin d'éviter toute blessure.
- Avant de l'utiliser, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles et assurez-vous que la balance est correctement calibrée.
- Évitez les mouvements brusques ou les secousses pendant la pesée. Maintenez le plateau de pesée libre de tout objet.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements humides ou mouillés afin d'éviter tout dysfonctionnement et toute blessure.
- Ne pas ouvrir l'accès aux composants électriques sans connaissances spécialisées.
- N'utilisez la balance que pour l'usage auquel elle est destinée.