

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de sécurité type 90 Asecos, l. 1193 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132011, 132010, 132009, 132008, 132007, 132006, 132005

Instructions de sécurité:

- Une maintenance et un contrôle de fonctionnement réguliers de l'armoire de sécurité par une personne qualifiée sont nécessaires (au moins une fois par an).
- L'armoire est exclusivement conçue pour le stockage de substances dangereuses conformément aux TRGS 510. Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité du fabricant.
- En cas d'incendie, la porte se ferme automatiquement grâce au déclenchement thermique intégré. Des mesures de protection incendie supplémentaires doivent être prises en compte.
- Ne pas bloquer le raccord d'évacuation d'air et respecter les distances de sécurité afin d'éviter les vapeurs dangereuses.
- Installer l'armoire de sécurité sur des surfaces stables et compenser les inégalités du sol pour assurer la stabilité.
- Charge maximale : tablette - 75 kg, bac coulissant - 60 kg ; à ne pas dépasser.
- Ne pas soumettre les portes à une charge excessive afin d'éviter une défaillance du verrouillage.
- Sécuriser l'armoire pendant le transport afin d'éviter les blessures ou les dommages.
- Prendre des précautions particulières lors du stockage de matières inflammables.
- Respecter les consignes de sécurité et les avertissements ainsi que les prescriptions selon TRGS 510 sur le produit et dans le mode d'emploi.
- La température de stockage doit être conforme aux spécifications relatives aux substances dangereuses.
- Utiliser un récipient de sécurité tel qu'un bac de rétention au sol pour éviter les fuites.