

Informations sur la sécurité du produit

Armoire à produits chimiques, porte battante, 2 bacs extractibles, l. 545 x P 520 x H 1105 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132155, 132154, 132153, 132152, 132151, 132150, 132149

Instructions de sécurité:

- N'utiliser le produit que pour le stockage conforme de liquides polluants, non inflammables et de substances toxiques, et non pour des matériaux inflammables.
- S'assurer que l'armoire est placée dans une zone bien aérée, qu'elle est ventilée naturellement et techniquement et que les grilles d'aération ne sont pas bloquées.
- L'armoire ne doit être utilisée que par du personnel formé aux fins prévues, afin de minimiser le risque de fuite de substances dangereuses.
- S'assurer que l'armoire est bien fermée et que la serrure à cylindre est utilisée pour empêcher l'accès aux personnes non autorisées.
- Ne pas permettre aux enfants d'accéder aux substances stockées et éviter tout risque potentiel d'étouffement par de petites pièces.
- Vérifier régulièrement que l'armoire n'est pas endommagée ou usée et contrôler que les bacs de récupération en plastique ne sont pas endommagés.
- Tenir l'armoire à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité et à une distance sûre des sources de chaleur.
- Fournir des consignes de sécurité et des instructions dans une langue compréhensible et respecter les exigences locales en matière de stockage.
- En cas de dommage ou d'erreur, contacter immédiatement le fabricant.
- Respecter les réglementations environnementales lors de l'élimination de produits chimiques.
- Pour l'armoire, assurer une installation sûre, par exemple en utilisant les pieds réglables pour un placement stable.