

Informations sur la sécurité du produit

Armoire pour stockage de produits chimiques et substances toxiques non inflammables Asecos, porte battante avec panneau de verre, 2 étagères, l. 545 x P 520 x H 1105 mm, différents coloris

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132148, 132147, 132146, 132145, 132144, 132143, 132142

Instructions de sécurité:

- Prendre des mesures de précaution lors de la manipulation de substances dangereuses pour l'eau ; utiliser une armoire pour le stockage conforme de liquides non inflammables et de produits toxiques dangereux pour l'eau.
- Stocker les liquides non inflammables en toute sécurité et respecter les mesures de précaution ; convient pour les liquides dangereux pour l'eau, mais pas pour les substances inflammables.
- Veiller à ce que les systèmes de ventilation soient régulièrement contrôlés et correctement installés ; les grilles d'aération naturelles ne doivent pas être bloquées, les grilles d'aération près du sol doivent être dégagées.
- Protéger l'armoire d'une utilisation non conforme et assurer un montage stable ; maintenir les portes toujours fermées et utiliser une serrure à cylindre pour la sécurité.
- Respecter les mesures de protection et porter un équipement de protection lors de la manipulation de substances toxiques et de produits chimiques.
- Respecter les restrictions d'utilisation par les jeunes enfants ; placer l'armoire hors de portée des enfants.
- En cas d'accident, avertir immédiatement les autorités compétentes et contacter le fabricant en cas de dommages ou de fuites.
- Régler les étagères réglables en hauteur de manière stable selon les spécifications pour assurer la stabilité et utiliser des options de stockage flexibles.
- Évitez de surcharger l'armoire afin de garantir une manipulation plus sûre.
- Vérifier régulièrement que l'armoire n'est pas endommagée et que le bac de rétention au sol est étanche ; le remplacer si nécessaire.
- Toujours garder la porte fermée pendant le fonctionnement afin de minimiser le risque de vapeurs ou d'émanations.
- Prendre des mesures de protection lors de la manipulation et du stockage de produits toxiques, les utilisateurs doivent porter un équipement de protection approprié.
- Les mesures de rappel doivent être respectées immédiatement en cas de risque pour la sécurité du produit.
- Avant le raccordement à une ventilation technique, s'assurer que celle-ci fonctionne correctement ; en cas de liquides inflammables, l'armoire doit être raccordée à une telle ventilation.
- Respecter et conserver toutes les instructions de sécurité et les informations sur le produit rédigées dans une langue compréhensible ; en cas de non-respect, il y a risque de fuites.
- Ne convient pas pour le stockage de substances inflammables ; assurer l'utilisation uniquement dans des locaux bien ventilés.
- Convient pour le stockage conforme de liquides polluants, non inflammables et de substances toxiques ; faire preuve de prudence lors du stockage.