

Informations sur la sécurité du produit

Armoire à produits chimiques, porte battante et découpe de verre, 2 tablettes extractibles, H 1 105 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132141, 132140, 132139, 132138, 132137, 132136, 132135

Instructions de sécurité:

- Convient pour le stockage de liquides polluants et non inflammables et de substances toxiques, respecter les consignes de stockage spécifiques.
- Protéger l'armoire des enfants et n'autoriser l'accès qu'aux personnes autorisées.
- Éviter tout contact direct avec des substances agressives afin d'éviter tout dommage.
- Effectuer des contrôles réguliers pour s'assurer de l'intégrité des joints et des mécanismes de sécurité.
- Veiller à une installation stable et ne pas dépasser les charges admissibles.
- La ventilation technique ne doit être raccordée que par un personnel qualifié. S'assurer que l'armoire est correctement ventilée afin d'éviter les vapeurs dangereuses.
- Ne pas stocker de liquides inflammables dans l'armoire.
- Entretenir régulièrement le produit et procéder à des inspections pour déceler d'éventuels dommages.
- Protéger l'armoire du feu, de la chaleur directe et des rayons du soleil.
- Utiliser des vêtements de protection individuelle appropriés lors de la manipulation.
- Respecter les instructions de sécurité et d'utilisation jointes au produit et les lire avant utilisation.
- Mettre en œuvre les sécurités nécessaires contre les accès non autorisés, par exemple en utilisant la serrure à cylindre.
- En cas de fuite des récipients, prendre des mesures immédiates conformément aux règles de sécurité en vigueur.