

Informations sur la sécurité du produit

Armoire à produits chimiques, porte battante et découpe de verre, 4 tablettes extractibles, H 1950 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132085, 132084, 132083, 132082, 132081, 132080, 132079

Instructions de sécurité:

- Ne stocker dans l'armoire que des liquides dangereux pour l'eau, non inflammables et des substances toxiques.
- armoire, s'assurer que les portes battantes sont toujours fermées afin d'éviter tout accès non autorisé.
- Entretien et contrôle réguliers des grilles d'aération, des joints, du bac de rétention et de l'état général de l'armoire.
- L'utilisation de vêtements et de gants de protection est recommandée lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Ne pas surcharger l'armoire afin de préserver l'intégrité structurelle ; respecter la charge maximale des étagères.
- contrôler l'accès aux clés et aux serrures, utilisation de serrures à cylindre recommandée
- Avant l'utilisation, corriger les défauts de sécurité et installer l'enceinte conformément aux règles de sécurité.
- Ne pas stocker de substances inflammables dans l'armoire, ne pas bloquer la ventilation naturelle.
- Utiliser l'armoire uniquement dans des environnements prévus à cet effet et la placer sur un sol stable et plat.
- Utiliser des pieds de réglage pour assurer l'alignement et la stabilité de l'armoire.
- Armoire réservée au personnel formé, tenir à disposition les fiches de données de sécurité, tenir les enfants à l'écart.