

Informations sur la sécurité du produit

Armoire à produits chimiques, porte battante, 4 bacs extractibles, l. 1055 x P 520 x H 1950 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132071, 132070, 132069, 132068, 132067, 132066, 132065

Instructions de sécurité:

- Stocker les liquides dangereux pour l'eau et non inflammables ainsi que les substances toxiques conformément aux instructions et respecter les prescriptions spécifiques.
- Le produit ne convient pas aux enfants, car la couleur et la description peuvent être attrayantes ; surveillance recommandée.
- Assurer l'accès aux grilles d'aération et les nettoyer régulièrement pour garantir une circulation optimale de l'air ; ne pas bloquer l'armoire et la relier à une ventilation technique si nécessaire.
- S'assurer que l'armoire est correctement ventilée afin d'éviter toute accumulation éventuelle de gaz et de minimiser les risques pour la sécurité.
- Vérifier régulièrement que l'armoire à produits chimiques n'est pas endommagée et effectuer des contrôles de sécurité.
- fournir des informations de sécurité dans un langage facilement compréhensible et respecter tous les avertissements
- N'utiliser que pour l'usage prévu ; ne pas stocker de substances inflammables.
- Utiliser une serrure à cylindre et vérifier régulièrement que l'armoire est utilisée en toute sécurité.
- En cas d'utilisation non conforme, prendre des mesures de protection telles que des équipements de protection individuelle (EPI) afin de minimiser les risques pour la santé.
- Assurer une élimination appropriée des produits chimiques qui ne sont plus utilisés ou qui sont périmés.
- Ne pas surcharger l'armoire, respecter la capacité de charge maximale des étagères.