

Informations sur la sécurité du produit

Armoire à produits chimiques, porte battante avec découpe de verre, 3 étagères, l. 1055 x P 520 x H 1950 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132064, 132063, 132062, 132061, 132060, 132059, 132058

Instructions de sécurité:

- A utiliser pour le stockage réglementaire de liquides polluants et non inflammables et de substances toxiques dans les locaux de travail. L'armoire ne convient pas pour les liquides inflammables.
- L'accès à l'armoire est réservé au personnel autorisé. Les enfants et les personnes non autorisées doivent être tenus à l'écart.
- S'assurer que l'armoire est toujours fermée à clé lorsqu'elle n'est pas utilisée ; cela se fait grâce à la serrure à cylindre intégrée.
- Veuillez tenir compte des exigences en matière de ventilation. L'armoire est préparée pour être raccordée à une ventilation technique et un contrôle régulier est nécessaire afin d'éviter l'accumulation de vapeurs dangereuses.
- Les informations relatives à la sécurité et les instructions d'utilisation doivent être fournies de manière visible et dans une langue compréhensible, conformément aux normes applicables.
- S'assurer que l'armoire est stabilisée pour éviter tout basculement et qu'elle est installée sur une surface plane. Effectuer des contrôles réguliers pour détecter tout signe de corrosion ou de détérioration.
- Les conteneurs vidés doivent être correctement étiquetés et éliminés en toute sécurité.
- Utiliser l'armoire conformément aux directives du fabricant et uniquement pour l'usage prévu afin de minimiser les risques éventuels. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
- Si le produit ou les mécanismes de fermeture sont endommagés, prendre immédiatement des mesures pour les réparer ou les remplacer.
- Protéger l'armoire des influences environnementales et des rayons directs du soleil.
- Utiliser des grilles d'aération près du sol pour une ventilation naturelle.
- Respectez le mode d'emploi lors de l'utilisation et de l'installation de l'armoire.