

Informations sur la sécurité du produit

Armoire à produits chimiques, porte battante avec découpe de verre, 4 bacs extractibles, l. 1055 x P 520 x H 1950 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132057, 132056, 132055, 132054, 132053, 132052, 132051

Instructions de sécurité:

- Ne stockez les liquides hautement dangereux que dans des zones bien ventilées et assurez-vous que l'armoire est correctement ventilée afin d'éviter toute formation de vapeur dangereuse.
- Veillez à ce que les marquages de sécurité et les instructions soient toujours respectés.
- Stockez et utilisez les armoires pour le stockage de substances toxiques, de liquides pouvant polluer l'eau et de liquides non inflammables, et évitez de les utiliser pour des liquides inflammables.
- Assurez-vous que l'armoire est placée hors de portée des enfants et qu'elle est protégée par une serrure à cylindre en bon état de fonctionnement afin d'éviter tout accès non autorisé.
- Procédez à un contrôle régulier de la serrure, de l'étanchéité, de la stabilité et de la ventilation de la construction.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (par exemple, des gants et des lunettes de protection) lorsque vous manipulez des produits chimiques dangereux.
- Lors de la disposition des produits chimiques dans l'armoire, ceux-ci doivent être disposés en fonction de leur compatibilité afin d'éviter toute réaction dangereuse.
- Conservez une certaine distance par rapport aux sources de chaleur et protégez l'armoire de la lumière directe du soleil afin d'éviter la fatigue des matériaux.
- Assurez-vous que l'installation de l'armoire se fait sur un sol ferme et plat pour garantir la stabilité et évitez de bloquer les grilles d'aération.
- Les armoires ne doivent être utilisées que par du personnel qualifié ; vente uniquement à du personnel qualifié ou à des entreprises qui manipulent des substances dangereuses.
- Assurez-vous que l'armoire est correctement montée et fixée et que les étagères et les bacs de rétention sont correctement installés afin d'éviter les fuites.
- Évitez de le combiner avec d'autres produits chimiques afin d'éviter des réactions chimiques dangereuses.
- Une utilisation non conforme peut entraîner la libération de vapeurs ou de liquides toxiques.