

Informations sur la sécurité du produit

Armoire pour produits dangereux S-Classic-90 Asecos modèle S90.196.120, L 1196 x P 616 x H 1968 mm, 3 étagères et bac de rétention, gris l. RAL 7035 ou jaune s. RAL 1004

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 22099, 22098

Instructions de sécurité:

- S'assurer que l'armoire est correctement et solidement fermée afin de sécuriser l'accès aux substances dangereuses. Utiliser le verrouillage avec cylindre profilé pour empêcher tout accès non autorisé.
- En cas d'incendie, les portes se ferment automatiquement. Vérifiez le système d'arrêt des portes qui a une fonction de fermeture automatique en cas d'incendie.
- Observer les mesures de sécurité lors de la manipulation de liquides inflammables et respecter les prescriptions correspondantes selon TRGS 510.
- L'armoire doit être placée sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'elle ne bascule.
- Veillez à ce que les niveaux de stockage soient chargés conformément aux charges admissibles (forme de bac : max. 75 kg, bac de fond : max. 150 kg).
- Vérifier régulièrement si l'armoire est endommagée ou usée et la réparer ou la remplacer si nécessaire.
- Risque d'incendie : l'armoire est destinée au stockage de liquides inflammables. Respectez donc toutes les normes de sécurité pertinentes pour l'utilisation d'une telle armoire.
- Ventilation de sécurité : vérifiez le bon fonctionnement du raccord d'évacuation d'air.
- Avertissements pour une utilisation en toute sécurité : lors de l'utilisation, maintenez les portes de commande bien ouvertes et veillez à ce que l'armoire ne soit pas surchargée.