

Informations sur la sécurité du produit

Chariot de transport pour laboratoire et usine, 3 étages, 800 x 500 mm

Fabricant/Personne de contact : Gabriel Transportsysteme GmbH, Frielinghausen 26, 59889 Eslohe, Deutschland

e-Mail : info@rollcart.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 308664

Instructions de sécurité:

- Avant l'utilisation, s'assurer que le chariot est posé sur une surface stable et plane.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 200 kg.
- Toujours bloquer la roulette avec le dispositif de blocage lorsque le chariot n'est pas déplacé.
- Lors du transport, répartir uniformément les charges lourdes sur les étages afin d'éviter qu'elles ne basculent.
- En cas d'utilisation dans des environnements chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires, protéger contre une contamination correspondante.
- Lors du nettoyage du chariot, ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou nocifs afin d'éviter tout dommage.