

# Informations sur la sécurité du produit

## Balance à plateforme série CPWplus P, avec pesée et fonction de maintien, protection contre les éclaboussures

**Fabricant/Personne de contact :** AE Adam GmbH, Instenkamp 4, 24242 Felde, Deutschland  
**e-Mail :** info@aeadam.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 154120, 154047, 154045, 154040, 154034, 154033

### Instructions de sécurité:

- S'assurer que la balance est placée sur une surface stable et plane afin de garantir des mesures précises et d'éviter les accidents.
- En cas d'utilisation dans des environnements humides, veiller à ce que la balance ne soit pas submergée. La balance est protégée contre les projections d'eau, mais ne convient pas à une utilisation entièrement immergée.
- Ne pas charger au-delà de la charge maximale autorisée : les charges sont de 35 kg, 75 kg et 200 kg afin d'éviter tout dommage.
- Vérifier régulièrement que le plateau de pesée n'est pas endommagé ou usé et éviter tout risque d'étouffement dû à une utilisation inappropriée de petites pièces.
- Utiliser l'appareil conformément aux instructions d'utilisation et lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation.
- Respecter la sécurité électrique : Ne pas utiliser l'appareil sous l'eau, ne pas l'utiliser mouillé afin d'éviter les risques électriques et éviter les risques d'électricité statique dus à une mauvaise manipulation.
- Suivre les instructions pour un nettoyage sûr, éviter les produits de nettoyage agressifs sur les surfaces en acier inoxydable afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Risque d'étouffement dû à de petites pièces et à une utilisation non conforme : utiliser l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- En cas d'utilisation en laboratoire : respectez toutes les consignes de sécurité et utilisez les équipements de protection individuelle appropriés.
- Le produit n'est pas adapté à une utilisation dans des zones à risque d'explosion.