

# Informations sur la sécurité du produit

## Balance de table pour débutants FCE-N, fonctionnement à 2 touches, housse de protection, différentes gammes de pesage

**Fabricant/Personne de contact :** Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland  
**e-Mail :** info@kern-sohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 157601, 157599, 157598

### Instructions de sécurité:

- Ne pas laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents.
- Utiliser uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Avant chaque utilisation, vérifier l'absence de dommages visibles.
- Ne pas projeter de liquides sur la balance ou la plonger dans l'eau.
- Si vous utilisez des objets lourds, assurez-vous que la balance est correctement calibrée.
- N'autoriser l'utilisation par des enfants que sous la surveillance d'adultes.
- Ne pas surcharger la balance de table afin d'éviter les surcharges.
- S'assurer que la connexion électrique est intacte et ne présente pas de dommages.
- Utiliser le capot de protection de travail pendant la pesée pour éviter les blessures.
- Tenir hors de portée des enfants afin d'éviter toute utilisation inappropriée.
- Respecter les consignes de sécurité pour l'utilisation de la balance de table selon les directives de la sécurité générale des produits conformément au règlement de l'UE.
- La balance de table n'est pas destinée à être utilisée comme produit médical ou pour effectuer des tests médicaux.
- Évitez les chocs ou les secousses brusques lorsque vous utilisez la balance.
- Ne pas utiliser la balance dans un environnement humide ou mouillé.