

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité type 90 asecos Q-CLASSIC-90, portes à charnières, L 1193 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461725, 461724, 461723, 461722, 461721, 461720, 461719

Instructions de sécurité:

- Convient uniquement pour le stockage de substances dangereuses. Une utilisation abusive peut entraîner des situations dangereuses. Ne pas utiliser l'armoire pour d'autres produits que les produits chimiques prévus et uniquement pour l'intérieur.
- Tenir compte des portes battantes et de la résistance au feu (F90). Convient uniquement pour le stockage de produits chimiques agressifs, de substances toxiques et de liquides inflammables selon les catégories SGH 1 à 3. Maintenir les portes battantes toujours fermées, assurer la protection d'accès par une serrure à cylindre profilé.
- Risque d'étouffement : gardez les petites pièces hors de portée des enfants. Soyez prudent lors de la manipulation de produits chimiques agressifs et portez un équipement de protection individuelle approprié.
- Risque d'explosion : L'armoire doit être raccordée à un système d'évacuation d'air technique. Prévoir un système d'évacuation d'air technique afin de minimiser les risques d'explosion. Raccord d'évacuation d'air : 75 mm. Effectuer un contrôle régulier du système d'aération et de ventilation.
- S'assurer que l'armoire est toujours correctement fermée. Assurer l'accès aux fiches techniques des produits chimiques stockés.
- Effectuer une maintenance régulière et vérifier que l'armoire n'est pas endommagée ou usée. Respecter les fiches de données de sécurité (FDS) des substances stockées. Observer et respecter les mesures et dispositions de protection contre l'incendie.
- L'armoire est conçue pour une charge maximale de 75 kg par étagère. Ne pas placer d'objets excessivement lourds sur les étagères.
- L'armoire doit être placée sur une surface stable et plane.
- En cas de fuite, prendre immédiatement les mesures appropriées. Vérifier régulièrement l'étanchéité du bac de rétention au sol.
- L'utilisation de l'armoire est réservée aux personnes autorisées. Respecter les restrictions d'utilisation par des personnes non formées. Lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser le produit à l'extérieur et le réserver à un usage intérieur. Avant d'ouvrir l'armoire, veiller à ce que l'air soit constamment renouvelé.