

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité type 90 asecos Q-CLASSIC-90, portes à charnières, L 1193 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461746, 461745, 461744, 461743, 461742, 461741, 461740

Instructions de sécurité:

- Utiliser uniquement à l'intérieur.
- Résistant au feu selon la certification F90.
- En cas de stockage de substances toxiques et inflammables, une protection contre les explosions est nécessaire et le fonctionnement sur un système d'évacuation d'air technique est requis. S'assurer que la ventilation des raccords d'évacuation d'air fonctionne.
- Protection de l'accès par une serrure à cylindre profilé. Protéger l'armoire contre tout accès non autorisé, en particulier dans les zones accessibles aux enfants.
- Respecter les règles de sécurité lors de la manipulation de produits chimiques et porter un équipement de protection individuelle lors de la manipulation. Porter un équipement de protection individuelle approprié pour accéder aux matériaux lourds ou dangereux.
- Conserver les produits toxiques et les substances dangereuses uniquement dans les capacités prescrites en respectant les catégories SGH. Tenir à l'écart du feu et des sources d'inflammation, ne pas stocker de liquides inflammables à proximité de sources de chaleur.
- Vérifier régulièrement que l'armoire n'est pas endommagée et qu'elle fonctionne correctement, en particulier le système de fermeture. S'assurer que les portes battantes sont correctement fermées et verrouillées.
- Ne stocker les liquides inflammables que dans les bacs prévus à cet effet et s'assurer que les bacs coulissants ne sont pas surchargés. Respecter la capacité de charge maximale.
- Avant toute utilisation, lire attentivement la documentation technique, le mode d'emploi et les instructions de montage.
- L'armoire dispose d'un système de ventilation intégré ; assurer une circulation d'air appropriée et ne pas bloquer la circulation d'air.
- Respectez les réglementations locales en matière de stockage des substances dangereuses.
- S'assurer de l'élimination correcte des produits chimiques toxiques ou dangereux.
- Vérifier régulièrement la durabilité et la sécurité de l'armoire.
- Ranger l'armoire hors de portée des enfants et utiliser le système de verrouillage pour empêcher tout accès non autorisé.