Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité type 90 asecos Q-CLASSIC-90, portes à charnières, L 1193 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,

Deutschland

e-Mail: info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461787, 461786, 461785, 461784, 461783, 461782, 461781

Instructions de sécurité:

- Résistant au feu selon la norme F90.
- Convient uniquement à une utilisation en intérieur.
- Attention au stockage de produits chimiques toxiques ou agressifs, de liquides inflammables et de substances dangereuses pour l'eau !
- Veiller à ce que le produit soit conservé hors de portée des enfants.
- S'assurer que la serrure à cylindre profilé est toujours correctement verrouillée afin d'éviter tout accès non autorisé.
- Fournir des instructions à l'utilisateur sur l'utilisation et l'élimination en toute sécurité des matériaux stockés.
- Assurer un entretien régulier du système d'aération et de ventilation afin de garantir un environnement antidéflagrant.
- Avant l'utilisation, s'assurer que les portes battantes sont correctement fermées.
- Vérifier régulièrement le système de ventilation afin de garantir un renouvellement d'air correct.
- Ne pas utiliser le produit pour le stockage de matériaux non autorisés.
- S'assurer que l'armoire est utilisée uniquement conformément au mode d'emploi prévu.
- Il existe un risque d'incendie en cas de manipulation inappropriée de liquides inflammables.
- L'armoire contient des produits chimiques agressifs qui peuvent être dangereux s'ils ne sont pas manipulés correctement.
- Avertissement relatif au risque d'asphyxie en cas de ventilation incorrecte.
- Ne pas surcharger l'armoire afin d'éviter tout dommage structurel.
- Assurer une élimination correcte des substances toxiques.
- Des mesures de protection contre les explosions sont nécessaires.
- Pour les produits chimiques toxiques et agressifs, ne les utiliser que par le personnel autorisé.
- Utilisez le système intégré d'aération et de ventilation lorsque vous stockez des liquides inflammables.
- Respecter les informations de sécurité pour les produits chimiques toxiques et agressifs.
- Stocker les liquides inflammables en toute sécurité conformément aux catégories SGH 1 à 3.
- Avant l'utilisation, s'assurer que le système d'évacuation d'air fonctionne correctement.
- Ne pas utiliser l'armoire sans dispositif technique d'évacuation de l'air.
- Garantir l'accessibilité au personnel autorisé afin d'éviter toute utilisation inappropriée.
- Vérifier régulièrement l'absence de fuites dans les bacs de rétention.
- Avant l'utilisation, s'assurer que l'armoire est correctement installée et que toutes les prescriptions techniques sont respectées.
- Ne pas dépasser la capacité de charge des étagères et des bacs de rétention afin d'éviter tout dommage structurel.
- Informer les utilisateurs des dangers et des risques liés aux substances stockées dans l'armoire.
- S'assurer que le produit est utilisé conformément aux normes de sécurité en vigueur, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie et la sécurité chimique.