

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité type 90 asecos Q-CLASSIC-90, portes à charnières, L 1193 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461794, 461793, 461792, 461791, 461790, 461789, 461788

Instructions de sécurité:

- Pour le stockage de substances dangereuses, s'assurer que l'accès est sécurisé par une serrure à cylindre profilé avec indicateur de niveau de fermeture.
- Les substances dangereuses et les liquides inflammables des catégories SGH 1 à 3 nécessitent des conditions de stockage spécifiques à l'intérieur.
- L'armoire ne peut être utilisée qu'à l'intérieur.
- Évitez toute utilisation inappropriée afin d'éviter toute contamination par des substances chimiques.
- Le système intégré d'aération et de ventilation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter toute accumulation de pression ou tout risque d'explosion.
- Utiliser un chariot élévateur ou un transpalette uniquement avec une manipulation sûre afin d'éviter les blessures.
- L'armoire de sécurité est résistante au feu F90 ; respectez les consignes de résistance au feu afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Respecter les prescriptions spécifiques pour le stockage de produits chimiques toxiques ou agressifs.
- Raccorder l'armoire à un système d'évacuation d'air technique afin de garantir la protection contre les explosions.
- Gardez l'armoire fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'éviter tout accès non autorisé et toute utilisation inappropriée.
- Respectez les capacités de charge et le volume des bacs de rétention afin d'éviter toute surcharge.
- Assurer un contrôle régulier de l'état de l'inventaire des produits chimiques stockés.
- Ne remplir l'armoire de sécurité qu'avec des substances autorisées, sans y stocker de déchets dangereux.