

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité type 90 asecos Q-CLASSIC-90, portes à charnières, L 1193 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461844, 461843, 461842, 461841, 461840, 461839, 461838

Instructions de sécurité:

- Résistant au feu selon la classification F90.
- Convient uniquement à une utilisation en intérieur.
- Attention : transportable par chariot élévateur ou transpalette.
- Stockage sûr des produits chimiques dangereux requis.
- Respecter les prescriptions relatives aux substances explosives
- Utiliser des portes battantes avec serrure à cylindre profilé pour empêcher tout accès non autorisé.
- Assurer le respect du système intégré d'aération et de ventilation.
- Entretien régulier de tous les dispositifs de sécurité et du système d'évacuation d'air recommandé.
- Stocker en toute sécurité les liquides inflammables des catégories SGH 1 à 3.
- Stocker en toute sécurité des produits chimiques toxiques ou agressifs conformément aux règles de sécurité.
- Stockage sûr de substances dangereuses pour l'eau des GHS 1-4.
- Vérification des raccordements corrects à un système d'évacuation d'air technique nécessaire pour la protection contre les explosions.
- Produit conçu uniquement pour un usage professionnel, hors de portée des personnes non formées.
- Risque d'asphyxie en cas d'ouverture inappropriée des portes ; respecter les consignes de sécurité lors de la manipulation de produits chimiques.
- Risque d'incendie dû à un stockage inapproprié de substances inflammables ; ne stockez que les substances correspondantes conformément aux prescriptions du SGH.
- Assurer la protection contre l'accès non autorisé en utilisant la serrure à cylindre profilé.
- Attention à la conservation de produits chimiques toxiques et agressifs ; ne les stocker que conformément aux règles de sécurité.
- Des températures élevées peuvent nuire au fonctionnement de l'armoire ; à utiliser uniquement dans des espaces intérieurs ventilés.
- Le fonctionnement de l'armoire doit être raccordé à un système d'évacuation d'air technique afin d'éviter tout risque d'explosion.
- Une manipulation non conforme peut entraîner des blessures dues à des liquides renversés ; respecter les consignes de sécurité.
- Ne pas ouvrir si l'appareil présente des signes de surpression ; évacuation immédiate en cas de danger.
- Convient pour le stockage de produits toxiques et de produits chimiques agressifs.
- Assurer une manipulation sûre des substances dangereuses à l'intérieur.
- Les bacs de rétention doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites.
- S'assurer que le contenu de l'armoire est stocké hors de portée des personnes non autorisées.
- Capacité de charge maximale des tablettes et des inserts en tôle perforée : 75 kg.
- Pour une manipulation sûre des produits chimiques, respecter les consignes de stockage.
- Le jaune de sécurité signifie une visibilité accrue ; des mesures de sécurité appropriées sont nécessaires.
- Fournir des instructions d'utilisation et d'élimination sûres dans une langue appropriée.