

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité de type 90 asecos Q-PEGASUS-90, portes battantes à fermeture automatique, commande d'une seule main, L 1193 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 462025, 462024, 462023, 462022, 462021, 462020, 462019

Instructions de sécurité:

- Lisez le mode d'emploi avant de l'utiliser et suivez les consignes de sécurité.
- Ne pas utiliser pour la conservation des aliments.
- Consulter les fiches de données de sécurité des produits chimiques conservés.
- L'armoire doit être correctement ventilée et le système de ventilation doit être régulièrement entretenu.
- En cas d'incendie, utiliser des moyens d'extinction appropriés, ne pas utiliser d'eau.
- Éviter l'accès des enfants en raison de produits chimiques toxiques ou agressifs.
- En cas de stockage de liquides inflammables, raccorder un système d'évacuation d'air.
- Utiliser l'appareil conformément aux prescriptions locales pour un stockage sûr.
- Respecter la capacité de charge maximale des étagères, ne pas surcharger l'armoire.
- Vérifier régulièrement l'absence de fuites dans le bac de récupération.
- Produit conçu pour le stockage de substances toxiques et de produits chimiques agressifs, respecter les avertissements de sécurité.
- Éviter tout contact avec des substances dangereuses et respecter les consignes de sécurité.
- Toujours garder l'armoire fermée lors de son utilisation.
- Effectuer un entretien régulier des systèmes de fermeture automatique des portes.
- Utiliser l'armoire uniquement à l'intérieur et l'installer/l'ancrer correctement.
- Seul le personnel autorisé peut stocker des produits chimiques dangereux.
- Assurer un entretien et un contrôle réguliers de l'armoire.
- Protéger l'armoire contre tout accès non autorisé, utiliser une serrure à cylindre profilé.
- Résistant au feu, F90 - prendre les mesures appropriées en cas de matières inflammables.
- Pas de blocage des portes battantes ou des dispositifs de ventilation.
- La fermeture automatique des portes peut augmenter le risque de blessure, prudence.
- Installer correctement le système d'évacuation d'air afin d'éviter tout risque d'explosion.
- Ne pas utiliser l'armoire de manière inappropriée, uniquement pour certains matériaux chimiques.
- Vérifier régulièrement que l'armoire n'est pas endommagée.
- Éviter les réactions dangereuses, ne stocker que les substances prévues.
- Ne manipuler les matériaux lourds qu'avec des moyens auxiliaires appropriés.
- Éviter les produits chimiques agressifs lors de l'entretien des armoires