Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité de type 90 asecos Q-PEGASUS-90, portes battantes à fermeture automatique, commande d'une seule main, L 1193 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,

Deutschland

e-Mail: info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 462032, 462031, 462030, 462029, 462028, 462027, 462026

Instructions de sécurité:

- Résistant au feu selon la spécification F90.
- Convient pour une utilisation en toute sécurité à l'intérieur.
- l'armoire est adaptée au stockage de produits chimiques inflammables, toxiques et agressifs ; veillez à l'utiliser correctement.
- Informer l'utilisateur de la fermeture automatique des portes battantes et du signal d'avertissement les portes se ferment automatiquement après 1 minute.
- Lire entièrement les instructions de sécurité avant utilisation.
- Respecter la capacité de charge maximale des bacs coulissants : 60 kg par bac.
- Protéger le produit contre tout accès non autorisé et toujours verrouiller la serrure à cylindre profilé.
- Ne faire fonctionner l'armoire qu'avec un système de ventilation approprié afin d'éviter les explosions et les vapeurs dangereuses.
- Assurer la protection contre les explosions par le raccordement à un système technique d'évacuation d'air
- Respectez les réglementations locales en matière de stockage de substances dangereuses.
- Respecter la résistance au feu F90.
- Avertissement : lors de l'utilisation, utiliser le transpalette ou le chariot élévateur avec précaution afin d'éviter les blessures.
- Stockez les produits chimiques agressifs et les substances dangereuses pour l'eau conformément aux réglementations locales.

Date: December 2024

- Protégez l'armoire d'une utilisation inappropriée et d'un accès non autorisé.
- Attention à la manipulation des produits chimiques stockés : portez un équipement de protection approprié.
- Évitez tout contact direct avec les produits chimiques stockés.
- Avant l'utilisation, vérifier le bon fonctionnement des portes battantes et, en cas de signal d'avertissement, fermer immédiatement les portes.